

Важная информация по безопасности в отношении инъекторов НовоПен Эхо®

Компания Ново Нордиск А/С обнаружила, что в небольшом количестве партий инъекторов НовоПен Эхо® держатель картриджа с инсулином может треснуть или сломаться при воздействии на него некоторых химических веществ, например, определенных чистящих средств. Инъектор НовоПен Эхо® используются для введения инсулина.

Замена держателя картриджа

Компания Ново Нордиск настоятельно призывает людей с диабетом, пользующихся инъекторами НовоПен Эхо® следующих серий: FVG8131-2, FVG8216-1, FVG8413-A, FVG8996-1, указанных на картонной упаковке (FVG8131, FVG8216, FVG8413, FVG8996 - на инъекторе, соответственно), обратиться в ООО «Ново Нордиск» по телефону + 7 (495) 956 11 32 или электронной почте io-rom-safety@novonordisk.com.

Номер серии указан на инъекторе НовоПен Эхо®, как показано ниже.



Красный квадрат обозначает место расположения номера серии на НовоПен Эхо®. Например, номер серии на НовоПен Эхо® — FVG7364.

Если Вы используете инъектор НовоПен Эхо® другой серии, причин для беспокойства нет, и Вы можете продолжить лечение, как обычно. Вы можете быть уверены, что ваше устройство будет работать надлежащим образом.